

# A-Detect™

COVID-19 Schnelltest  
Speichel Antigen Test

**CE**




Schnell  
Einfach  
Günstig  
Ergebnis  
innerhalb 15 Minuten




# A-Detect™ CE

## Probenentnahme




1

Verpackung entfernen und Deckel abnehmen




2

Das saugfähige Wattestäbchen für zwei Minuten unter der Zunge halten



3

Wattestäbchen herausnehmen und aufrecht halten (das Ende mit der Probenentnahme muss nach unten zeigen) bis Speichel bis Linie C oder darüber aufgestiegen ist. Deckel schließen und Testset auf eine waagrechte Oberfläche legen.



4

Das Resultat erscheint nach 15 Minuten. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem beigelegten Diagramm in der Packung.



Edoceo Devices ist offizieller Distributor und strategischer Partner der Ningbo Beautiful Life Medical Biotechnology Development Co., Ltd.